


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-KLHL11 Para Wb E Elisa - Q9Nvr0

Número do item: CM0021481



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à KLHL11 humana (proteína 11 semelhante à Kelch), um componente da ubiquitina ligase E3 do tipo cullina-RING; adequado para Western blotting e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	KLHL11 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KLHL11
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	55175
ID do gene	55175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-300 da KLHL11 humana (NP_060613.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NVR0
Peso da proteína	80 kDa
Envio	Bolsa de gelo