

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Klk15 Para Wb, Elisa - Q9H2R5

Número do item: CM0024072

introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-KLK15 validado para WB e ELISA. Detecta KLK15 humana com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para pesquisa em proteases e estudos de biomarcadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLK15 Rabbit pAb
Observações/Alias	ACO; HSRNASPH; KLK15
Espécie	Humano
GeneID	55554
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-180 da KLK15 humana (NP_059979.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9H2R5
Peso Molecular da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo