

Anticorpo Policlonal Anti-Klrk1 Para Wb, Elisa - P26718

Número do item: CM0028341



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o KLRK1/NKG2-D humano (SWISS: P26718), validado para WB e ELISA. Deteta o NKG2-D em amostras humanas e de ratos, ideal para pesquisa de vigilância imunológica e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLRK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E; KLRK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22914
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 77-216 do KLRK1 humano (NP_031386.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P26718
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo