


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Kmt5A/Setd8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqr1

Número do item: CM0029677



introdução

Anticorpo Policlonar de Coelho anti-KMT5A/SETD8 validado para Western Blot, Imunofluorescência e ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a histona metiltransferase KMT5A/SETD8 (43kDa), um repressor mitótico e transcricional crítico via monometilação de H4K20.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KMT5A/SETD8 pAb de Coelho
Observações/Alias	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; KMT5A/SETD8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	387893
ID do Gene	387893
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 73-352 da KMT5A/SETD8 humana (NP_065115.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQR1
Peso da Proteína	43kDa
Transporte	Bolsa de gelo