

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kpna1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P52294

Número do item: CM0023511



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KPNA1 (subunidade alfa-5 da importina). Validado para Western blot, IHC-P e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de transporte nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KPNA1 Rabbit pAb
Observações/Alias	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; KPNA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3836
ID do Gene	3836
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da KPNA1 humana (NP_002255.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52294
Peso da Proteína	60 kDa
Envio	Bolsa de gelo