


Anticorpo Policlonal Anti-Kpna2 Para Wb/Ip/Elisa - P52292

Número do item: CM0022625



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a subunidade alfa-1 da importina/KPNA2 humana, validado para WB, IP, ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Adaptador chave para importação de proteínas nucleares via reconhecimento de NLS e ancoragem de KPNB1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KPNA2 Rabbit pAb
Observações/Alias	QIP2; RCH1; IPOA1; PTAC58; SRP1alpha; SRP1-alpha; KPNA2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3838
ID do Gene	3838
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 da KPNA2 humana (NP_002257.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P52292
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo