

Anticorpo Policlonais Anti-Kpna5 Para Wb, Elisa - O15131

Número do item: CM0029347



introdução

KPNA5 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra a KPNA5 humana (subunidade de importina alfa-6). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudos de transporte nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KPNA5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SRP6; IPOA6; KPNA5
Espécie	Humano
ID do Gene	3841
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 da KPNA5 humana (NP_002260.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15131
Peso da Proteína	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo