

Anticorpo Policlonal Anti-Krbox4 Para Wb, Elisa - Q5Juw0

Número do item: CM0017238

introdução

O KRBOX4 Rabbit pAb detecta a proteína 4 contendo o domínio KRAB (ZNF673, KRABD4) humana, de rato e de camundongo por WB e ELISA. Validado com imunogênio peptídico, peso molecular previsto de 20kDa, ideal para pesquisa de cromatina e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KRBOX4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZNF673; KRBOX4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55634
GeneID	55634
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100 até a extremidade C do KRBOX4 humano (NP_060246.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5JUW0
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo