

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ku70 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12956

Número do item: CM0002079



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Ku70 (XRCC6) humano para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ferramenta essencial para pesquisa de reparo de quebras duplas de DNA e via NHEJ.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ku70 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	ML8, KU70, TLAA, CTC75, CTCBF, G22P1, Ku70
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2547
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 500-609 do Ku70 humano (P12956)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12956
Peso Proteico	70kDa
Transporte	Saco de gelo