

Anticorpo Monoclonal Anti-Kynu Para Wb, Elisa - Q16719

Número do item: CM0004198



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho tem como alvo a quinureninase humana (KYNH), uma enzima chave no catabolismo do triptofano. É adequado para Western blot e ELISA, com imunogênio derivado de proteína recombinante. Reatividade cruzada: humano. Detecta bandas a 34 kDa e 52 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KYNU Rabbit mAb
Observações/Apelido	KYNU; KYNUU; quinureninase
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8942
GeneID	8942
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-465 da KYNU humana (NP_003928.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q16719
Peso da Proteína	34kDa/52kDa
Envio	Saco de gelo