


Anticorpo Monoclonal Anti-L-Plastina/Lcp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13796

Número do item: CM0011135



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra L-Plastina/LCP1 humana (Plastina-2), validado para WB, IHC-P, ELISA. Adequado para estudos de ativação de células T, citoesqueleto de actina e função de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-L-Plastina/LCP1
Observações/Apêndice	LPL; CP64; PLS2; LC64P; HEL-S-37; L-PLASTIN
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3936
ID do Gene	3936
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 528-627 da L-Plastina/LCP1 humana (P13796).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P13796
Peso Proteico	70kDa
Envio	Em saco de gelo