

Anticorpo Policlonal Anti-Lasp1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14847

Número do item: CM0029312



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o LASP1 humano (MLN50), validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta uma proteína de 30 kDa envolvida na dinâmica de actina e metástase cancerígena.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LASP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MLN50; Lasp-1; LASP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3927
GeneID	3927
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-205 do LASP1 humano (NP_006139.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14847
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo