

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lat Para Wb, Elisa - O43561

Número do item: CM0027220

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra LAT humano (Membro 1 da família Linker for activation of T-cells). Validado para Western blot (WB) e ELISA. Ideal para estudos de sinalização do receptor de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LAT pAb de Coelho
Observações/Apelido	LAT1; pp36; IMD52; LAT
Espécie	Humano
GeneID	27040
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 95-262 do LAT humano (NP_055202.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43561
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo