

Anticorpo Policlonal Anti-Lat1/Slc7A5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q01650

Número do item: CM0028993



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-LAT1/SLC7A5 para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, camundongo. Tem como alvo a subunidade pequena 1 do transportador de aminoácidos neutros grandes; ideal para estudos de transportadores e metabolismo do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho LAT1/SLC7A5
Observações/Apêndice	E16; CD98; LAT1; 4F2LC; MPE16; D16S469E; LAT1/SLC7A5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8140
ID do Gene	8140
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-125 do LAT1/SLC7A5 humano (NP_003477.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01650
Peso Proteico	55kDa
Envio	Bolsa de Gelo