


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ldb3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O75112

Número do item: CM0027868



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-LDB3 (O75112) de alta qualidade validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com LDB3 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de músculo estriado, cardiomiopatia e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LDB3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MFM4, ZASP, CMD1C, CMH24, CMPD3, LVNC3, CYPHER, LDB3Z1, LDB3Z4, ORACLE, PDLIM6, LDB3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11155
GeneID	11155
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-283 do LDB3 humano (NP_001073585.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75112
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco de gelo