

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lef1 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Uju2

Número do item: CM0007591

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-LEF1 de alto desempenho validado para WB, IP e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisa de sinalização Wnt, câncer e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LEF1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51176
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da LEF1 humana (NP_057353.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UJU2
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo