

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lefty1/2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75610 / O00292

Número do item: CM0004170

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra as proteínas humanas LEFTY1/2, validado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para a detecção de fatores de determinação esquerda-direita em investigação do desenvolvimento em amostras humanas, de rato e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LEFTY1/2 Rabbit mAb
Observações/Pseudônimo	LEFTB; LEFTYB; LEFTY1/2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10637/7044
ID do Gene	10637/7044
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 267-366 do LEFTY1/2 humano (O75610).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O75610/O00292
Peso Proteico	34,44kDa
Envio	Saco de gelo