

Anti-Lgr6 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Hbx8

Número do item: CM0029728

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra LGR6 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com LGR6 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa de células-tronco e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LGR6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GPCR; VTS20631; LGR6
Espécie	Humano
GenelD	59352
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-510 do LGR6 humano (NP_001017403.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HBX8
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Saco com gelo