

Anticorpo Monoclonal Anti-Lh(Cga/Lhb) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01215 / P01229

Número do item: CM0006671



introdução

A CamelBio oferece um anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao LH humano (CGA/LHB), adequado para aplicações WB, IHC-P e ELISA. Projetado para pesquisadores de IVD que desenvolvem ensaios de hormônios reprodutivos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LH(CGA/LHB) mAb de coelho
Observações/Alias	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHA; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; LH(CGA/LHB)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1081/3972
GeneID	1081/3972
Imunógeno	Proteínas recombinantes que englobam os aminoácidos 25-116 das CGA e LHB humanas
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01215/P01229
Peso Proteico	13KDa/15KDa
Envio	Saco de gelo