

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Lhx6 Para Wb, Elisa - Q9Upm6

Número do item: CM0021173

introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-LHX6 validado para WB e ELISA em amostras humanas. LHX6 é um fator de transcrição LIM-homeobox essencial para a migração de interneurônios e o desenvolvimento cortical. Adequado para pesquisa em neurociência e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LHX6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LHX6; LHX6.1; LIM homeobox 6
Espécie	Humano
GeneID	26468
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 250-350 do LHX6 humano (NP_001229263.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UPM6
Peso Proteico	19kDa/38kDa/40kDa/41kDa/43kDa
Envio	Bolsa de gelo