

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lig1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P18858

Número do item: CM0022692



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a DNA ligase 1 humana (LIG1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. A LIG1 desempenha um papel fundamental no reparo, replicação e recombinação do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LIG1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LIG1; IMD96; hLig1; LIG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3978
GeneID	3978
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 565-790 da LIG1 humana (NP_000225.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P18858
Peso Proteico	102kDa
Envio	Saco de Gelo