

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lim Quinase 1 (Limk1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P53667

Número do item: CM0006715



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de grau IVD contra a LIM quinase 1 (LIMK1) para Western Blot, IHC-P e ELISA. Detecta LIMK1 humana, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre o citoesqueleto de actina e a transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	LIM quinase 1 (LIMK1) Rabbit mAb
Observações/aliás	LIMK1; LIMK; LIMK-1; quinase do domínio LIM 1; LIM quinase 1 (LIMK1)
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	3984
ID do gene	3984
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência situada entre os aminoácidos 630-647 da LIM quinase 1 humana (LIMK1) (NP_002305.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P53667
Peso da proteína	33kDa/68kDa/70kDa/72kDa
Envio	Em bolsa de gelo