


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lipf Para Wb E Elisa - P07098

Número do item: CM0030045



introdução

Anticorpo policlonal de coelho LIPF para aplicações de WB, ELISA; reconhece humano, rato, camundongo. Tem como alvo a lipase gástrica triacilglicerol (P07098); enzima secretada para pesquisa de metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LIPF Rabbit pAb
Observações/Apelido	GL; HGL; HLAL; LIPF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8513
ID do Gene	8513
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 219-398 do LIPF humano (NP_004181.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	P07098
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo