

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lipin 1 Para Wb E Elisa - Q14693

Número do item: CM0016719

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Lipin-1 humana (LPIN1), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato, ideal para pesquisa de metabolismo lipídico e adipogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Lipin 1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PAP1; Lipin 1
Espécie	Humano
GeneID	23175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 261-414 da Lipin 1 humana (NP_663731.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q14693
Peso Proteico	99kDa
Envio	Saco de gelo