


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lman1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49257

Número do item: CM0016531



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LMAN1 humano (ERGIC-53, MR60) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Apoia a pesquisa sobre lectinas intracelulares e transporte de carga entre o RE e o Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LMAN1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MR60; gp58; F5F8D; FMFD1; MCFD1; ERGIC53; ERGIC-53; LMAN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3998
GeneID	3998
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-480 de LMAN1 humano (NP_005561.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49257
Peso Molecular da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo