

Anti-Lmo1 (Rhombotin-1) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P25800

Número do item: CM0025953

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o LMO1 humano (Rhombotin-1), validado para WB e ELISA. Adequado para estudos sobre regulação gênica neural, proteínas de domínio LIM e leucemia de células T. Específico para humano, com uma banda prevista de ~18 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LMO1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TTG1; RBTN1; RHOM1; LMO1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4004
GeneID	4004
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-156 do LMO1 humano (NP_002306.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25800
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo