

## Anticorpo Policlonal Anti-Lpar4 Para Wb, Elisa - Q99677

Número do item: CM0021292

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao receptor LPAR4/LPA4 humano (Q99677). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre sinalização de GPCR e ácido lisofosfatídico.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | LPAR4 Rabbit pAb                                                                                                                             |
| Observações/Apelido | LPA4; P2Y9; GPR23; P2RY9; P2Y5-LIKE; LPAR4                                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 2846                                                                                                                                         |
| GeneID              | 2846                                                                                                                                         |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 311-370 do LPAR4 humano (Q99677). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                     |
| SWISS               | Q99677                                                                                                                                       |
| Peso da Proteína    | 42kDa                                                                                                                                        |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                 |