

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Lpcat1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nf37

Número do item: CM0030249

introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra LPCAT1 humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo de fosfolipídios e biossíntese do fator ativador de plaquetas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LPCAT1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AYTL2; lpcat; AGPAT9; LPLAT8; PFAAP3; AGPAT10; LPCAT-1; lysoPAFAT; LPCAT1
Espécie	Humana
GeneID	79888
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 325-534 da LPCAT1 humana (NP_079106.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NF37
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo