

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lrp1 Para Wb, Elisa - Q07954

Número do item: CM0003893



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra LRP1 humano (505 kDa), validado para WB e ELISA. Detecta LRP1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo lipídico, endocitose e doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LRP1 mAb de Coelho
Observações/Alias	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
Espécie	Humano
GeneID	4035
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 4400-4500 da LRP1 humana (Q07954).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07954
Peso Proteico	505kDa
Envio	Bolsa de gelo