

## Anti-Lrp4 Anticorpo Policlonal De Coelho Para If-P, Elisa - 075096

Número do item: CM0019802



### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho LRP4 validado para IF-P e ELISA em amostras humanas. Tem como alvo o LRP4, um recetor envolvido na formação óssea e na junção neuromuscular. UniProt: O75096.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro              | Valor                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto        | LRP4 Rabbit pAb                                                                                                                        |
| Observações/Pseudônimo | CLSS; CMS17; LRP-4; LRP10; MEGF7; SOST2; LRP4                                                                                          |
| Espécie                | Humano                                                                                                                                 |
| ID do Gene (Humano)    | 4038                                                                                                                                   |
| ID do Gene             | 4038                                                                                                                                   |
| Imunogénio             | Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1621-1720 do LRP4 humano (NP_002325.2). |
| Fonte                  | Coelho                                                                                                                                 |
| Categoria              | Anticorpos Policlonais                                                                                                                 |
| Aplicação              | IF-P, ELISA                                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada    | Humano                                                                                                                                 |
| SWISS                  | O75096                                                                                                                                 |
| Peso Proteico          | 212kDa                                                                                                                                 |
| Envio                  | Saco de gelo                                                                                                                           |