

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lrp5 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075197

Número do item: CM0012941

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LRP5 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Coreceptor na sinalização Wnt, desenvolvimento ósseo e vasculatura retiniana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LRP5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HBM; LR3; OPS; EVR1; EVR4; LRP7; OPPG; BMND1; LRP-5; LRP-7; OPTA1; PCLD4; VBCH2; LRP5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4041
GeneID	4041
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	075197
Peso Proteico	179kDa
Envio	Em saco de gelo