


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lsd2/Kdm1B/Aof1 Para Wb, Elisa - Q8Nb78

Número do item: CM0003641



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra LSD2/KDM1B/AOF1 humana, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em epigenética que estuda a demetilação de histonas e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LSD2/KDM1B/AOF1 mAb de Coelho
Observações/Alias	AOF1; LSD2; C6orf193; LSD2/KDM1B/AOF1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	221656
ID do Gene	221656
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 de LSD2/KDM1B/AOF1 humana (NP_694587.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NB78
Peso da Proteína	92 kDa
Envio	Saco de gelo