


Anticorpo Policlonal Anti-Lss De Coelho Para Wb E Elisa - P48449

Número do item: CM0025704



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o LSS humano, a enzima chave na biossíntese de colesterol, validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa sobre síntese de lanosterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LSS pAb de Coelho
Observações/Apelido	OSC, APMR4, HYPT14, CTRCT44, LSS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4047
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do LSS humano (NP_002331.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P48449
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco de gelo