


Anti-MacroH2A.1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - 075367

Número do item: CM0021345



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a macroH2A.1 humana (H2AFY), validado para WB e ELISA. Reconhece isoformas humanas e de ratos; variante de histona central envolvida na repressão da transcrição e remodelagem da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	macroH2A.1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; macroH2A.1
Espécie	Humano
GeneID	9555
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da macroH2A.1 humana (NP_613258.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	075367
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo