

Anticorpo Policlonal Anti-Mad2/Mad2L1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13257

Número do item: CM0019242



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que tem como alvo MAD2/MAD2L1 humano, uma proteína crítica do ponto de verificação mitótico. Validado em IHC-P, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MAD2/MAD2L1 Rabbit pAb
Observações/Alíás	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4085
GeneID	4085
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-205 de MAD2/MAD2/MAD2L1 humano (NP_002349.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q13257
Peso da proteína	24 kDa
Envio	Bolsa de gelo