

Anticorpo Policlonal Anti-Mageh1 Para Wb, Elisa - Q9H213

Número do item: CM0023758

introdução

O pAb de Coelho MAGEH1 tem como alvo o antígeno associado a melanoma H1 (APR-1, MAGE-H1, Restin), um antígeno tumoral e fosfoproteína. Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada de camundongo. Ideal para pesquisas sobre apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAGEH1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	APR1; APR-1; MAGEH; MAGEH1
Espécie	Humano
GeneID	28986
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-90 do MAGEH1 humano (NP_054780.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9H213
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo