

Anti-Maml1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q92585

Número do item: CM0023369



introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra MAML1 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. A proteína Mastermind-like 1 é um coativador transcrricional na sinalização Notch.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAML1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Mam1; Mam-1; MAML1
Espécie	ESPÉCIE HUMANA
GeneID (Humano)	9794
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do MAML1 humano (NP_055572.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92585
Peso da Proteína	108kDa
Envio	Saco de gelo