

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Man1C1 Para Wb E Elisa - Q9Nr34

Número do item: CM0015710

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MAN1C1 humana, uma alfa-1,2-manosidase do Golgi envolvida no processamento de N-glicanos. Validado para western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para pesquisa em glicobiologia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAN1C1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HMIC; MAN1C; MAN1A3; pp6318; MAN1C1
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	57134
GeneID	57134
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 44-240 da MAN1C1 humana (NP_065112.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q9NR34
Peso Molecular da Proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo