


Anticorpo Policlonal Anti-Map3K1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13233

Número do item: CM0023279



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-MAP3K1 validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo MAP3K1/MEKK1 nas vias de sinalização ERK/JNK e NF-kB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] MAP3K1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MEKK; MEKK1; SRXY6; MEKK 1; MAPKKK1; K1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4214
GeneID	4214
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13233
Peso da Proteína	164kDa
Envio	Saco com gelo