

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Mapkapk-2/Mk2 Para Wb E Elisa - P49137

Número do item: CM0014470



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MAPKAPK-2/MK2 humano (P49137). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para rato. Ideal para pesquisa de sinalização de estresse, regulação de citocinas e dano ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAPKAPK-2/MK2 Coelho pAb
Observações/Apelido	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; MAPKAPK-2/MK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9261
GeneID	9261
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do MAPKAPK-2/MK2 humano (NP_116584.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P49137
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de gelo