


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mark1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9POL2

Número do item: CM0027156



introdução

Anticorpo policlonal MARK1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta MARK1 humano e de camundongo, uma serina/treonina quinase que regula a polaridade celular e a sinalização Wnt. Ideal para pesquisas em neurociência e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MARK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MARK; Par1c; Par-1c; MARK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4139
GeneID	4139
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 560-700 do MARK1 humano (NP_061120.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9POL2
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Saco com gelo