


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Mars Para Wb, Ihc-P, Elisa - P56192

Número do item: CM0027328



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MARS humano (metionina-tRNA ligase), validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta MARS humano e de rato, ideal para pesquisa de síntese proteica e doenças neurológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MARS Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MRS; ILLD; MARS; TTD9; CMT2U; ILFS2; METRS; MTRNS; SPG70
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4141
ID do Gene	4141
Imunógeno	Proteína recombinante/proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 da MARS humana (NP_004981.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P56192
Peso Proteico	101kDa
Envio	Bolsa de gelo