


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Marveld2 Para Wb, Elisa - Q8N4S9

Número do item: CM0025962



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a MARVELD2 (trichelulina), validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Essencial para pesquisas sobre junções apertadas e perda auditiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MARVELD2 pAb de Coelho
Observações/Alias	Tric; DFNB49; MARVD2; MRVLC2; MARVELD2
Espécie	Humano
GeneID	153562
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da MARVELD2 humana (NP_001033692.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N4S9
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo