


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mat2A Para Wb, Elisa - P31153

Número do item: CM0003556



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MAT2A humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Tem como alvo a isoforma tipo-2 da S-adenosilmetionina sintase, chave no metabolismo de um carbono.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho MAT2A
Observações/Alias	MATA2; MATII; SAMS2; MAT2A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4144
GeneID	4144
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da MAT2A humana (P31153).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P31153
Peso Proteico	44kDa
Envio	Bolsa de Gelo