

Anticorpo Policloal Anti-Mbnl1 Para Wb E Elisa - Q9Nr56

Número do item: CM0026895



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MBNL1 humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para estudar a regulação do splicing alternativo na biologia muscular e cardíaca.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MBNL1 Rabbit pAb
Observações/Alias	EXP; MBNL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4154
ID do Gene	4154
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 280-380 do MBNL1 humano (NP_997176.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NR56
Peso Proteico	42kDa
Envio	Bolsa de gelo