


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mcoln2 (Trpml2) Para Wb E Elisa - Q8Izk6

Número do item: CM0018787



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MCOLN2 (TRPML2) humano, adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Útil para estudar a função do canal iônico lisossomal, tráfego de membrana e imunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MCOLN2 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	TRPML2; TRP-ML2; MCOLN2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	255231
ID do Gene	255231
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-275 do MCOLN2 humano (NP_694991.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8IZK6
Peso Proteico	66kDa
Transporte	Saco de Gelo