


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Mda5 Para Wb, Elisa - Q9Byx4

Número do item: CM0018852



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra MDA5 (IFIH1) humano, um sensor citoplasmático de RNA viral e ativador da imunidade inata antiviral. Validado para aplicações em WB e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MDA5 Rabbit pAb
Observações/Alias	IFIH1; AGS7; Hlcd; IDDM19; MDA-5; MDA5; RLR-2; SGMRT1; interferon induzido com domínio helicase C 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64135
GeneID	64135
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BYX4
Peso da Proteína	25 kDa/117 kDa
Envio	Bolsa de gelo