

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mef2C Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q06413

Número do item: CM0016085

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-MEF2C validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com Humano, Rato e Camundongo. Ideal para estudos de desenvolvimento muscular, neurobiologia e regulação da transcrição. SWISS: Q06413.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEF2C Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; MEF2C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4208
GeneID	4208
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-380 da MEF2C humana (NP_002388.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06413
Peso da Proteína	51kDa
Transporte	Bolsa de gelo