

Anticorpo Monoclonal Anti-Meis2 Para Wb, Elisa - O14770

Número do item: CM0008105



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à MEIS2 humana, validado para Western blot e ELISA. Detecta MEIS2 humana e de camundongo. Ideal para estudos de regulação transcricional e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEIS2 mAb de Coelho
Observações/Alias	MRG1; CPCMR; HsT18361; MEIS2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4212
GeneID	4212
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da MEIS2 humana (O14770).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	O14770
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo