

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mek5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13163

Número do item: CM0024843



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MEK5 humana (MAP2K5), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre sinalização MAPK, apoptose e desenvolvimento cardíaco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEK5 Rabbit pAb
Observações/Alias	MEK5; MAPKK5; PRKMK5; HsT17454
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5607
GeneID	5607
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 da MEK5 humana (NP_660143.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13163
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo